

インスリンポンプ一覧

2022.12.19 Updated

	CSII Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (ポンプ単独)	SAP Sensor Augmented Pump (リアルタイムCGM併用インスリンポンプ)		
機種	メディセーフウィズ 2018年～ テルモ 	ミニメド 640G 2018年～ メドトロニック 	ミニメド 770G 2022年～ メドトロニック 	ミニメド 780G 2023年～ ソフトウェア アップデート メドトロニック
センサー	なし	6日(Enliteセンサ)	7日(ガーディアンセンサ ³)	7日(ガーディアンセンサ ⁴)
操作	リモコンで操作	本体で操作		
自動停止	なし	低血糖前に 基礎インスリン注入を自動的に停止する機能 (スマートガード (PLGS: predictive low glucose suspend))		
自動注入	なし	なし	インスリン注入自動調整 (基礎のみ)	インスリン注入自動調整 (基礎+ボーナス)
目標値	なし	なし	120 のみ	100, 110, 120 から選択
年齢制限 (オートモード)			2歳 以上	7歳 以上
最小単位	0.05単位	0.025単位		
リザーバー 用量	2mL (200単位)	3mL (300単位)		
その他	・チューブトラブルがない ・日本製でやや操作性が高い			
メーカーの Webサイト				